



## SABLE SLOW SPEED ATTACHMENTS MAINTENANCE AND CLEANING MANUAL

Please retain this manual as your proof of purchase.

MODEL No.	DESCRIPTION	Head Maximum RPM (5K or 20K)
1600201	1:1 NSK Type Contra -Angle	1600401 Snap on Prophyl Head (5K)
1600202	4:1 NSK Type Contra -Angle	1600402 Screw-in Prophyl Head (5K)
1600203	16:1 NSK Type Contra -Angle	1600403 Standard latch Head (5K)
1600204	1:1 MW Type Contra Angle	1600407 BB swing latch Head (20K)
1600210	1:1 NSK Type Contra -Angle	1600405 Miniature latch Head (5K)
1600301	1:1 Straight Nosecone	1600404 BB push Button Head(20K)
1600302	1:1 MW Shorty & Rhino Type Nosecone	1600411 BB BP Latch Head (20K)
1600303	4:1 Straight Nosecone	1600413 Sable friction grip Head (5K)
1600304	1:1 Lab Nosecone	1600412 StarType BB PB latch head (20K)
		1600406 StarType 12 tooth Standard latch head(5K)
1600310	1:1 Straight Nosecone	1600408 StarType snap-on head (5K)
1600501	Midwest type snapon head (5K)	1600409 Star type screw-in head(5K)
1600502	Midwest type screwin head (5K)	1600410 Star type BB SL head (20K)
1600503	Midwest Standard latch head (5K)	1600504 Midwest BB PL head (5K)

### SAFETY PRECAUTIONS:

1. Always exercise extreme caution when operating your Slowspeed Attachment
2. Always inspect your Slowspeed Attachment thoroughly before each use.
3. Ensure proper burs are used for specific product. Use only burs that are DIN EN ISO 1797-1 norm and are made from hardened steel.
4. Do not use burs that are bent, worn or show any signs of damaged.
5. Ensure that the proper speed(rpm) attachment is used when selecting attachment and motor for Heads
6. Always use PPE (Proper Protective Equipment) when operating and cleaning your Slowspeed Attachment See your Occupational Health and Safety Act or other safety ordinances for specific instructions.
7. If product is dropped your dealer should be contacted, it is recommended that you do not use.
8. Contact your dealer right away if any problem should occur with any of your Sable products.
9. Sterilize before first use and before each subsequent use there after
10. This product is for use by a dentist or trained professional in the use of this product.



### FEATURES

1. Attachments conform to International Standard Organization (ISO) specifications.
2. Will attach to all E type (ISO) Air Motors.
3. Autoclavable.

### SPECIFICATIONS

1. Connection with Air Motor: ISO Standard
2. Method of Sterilization: Autoclave

### HOW TO USE



1. Slide Attachment onto shaft of E Type or MW type Air Motor until locked in place.
2. To remove Attachment: pull Attachment, pushing release button located on the exterior of Air Motor.
3. Direction of operation is determined by Air Motor.

### LUBRICATION

USE ONLY AUTOCLAVABLE HANDPIECE LUBRICANT.

1. Remove Attachment from Air Motor.
2. Remove Head from Attachment.
3. Apply lubricant into both ends of Attachment and reapply to Air Motor.
4. Run Air Motor and Attachment at normal speed for 10 seconds.
5. Wipe off excess oil from Attachment surface.



### AUTOCLAVING PROCEDURE

1. Wipe off debris on the Attachment surface with alcohol-soaked cloth.
2. Lubricate the Attachment. (Refer to Lubrication Instructions).
3. Autoclave for 20 minutes at 135 C.



### ATTENTION

This is a precision instrument. Do not drop or apply excessive force when handling.

### WARRANTY INFORMATION

The Sable slow speed Attachment is warranted to be free of manufacturing defects for a period of 3 months\* from date of purchase.

\*Warranty is conditional on proper use and maintenance of Air Motor. Warranty is limited to repair or replacement at manufacturer's discretion. Under no circumstances will the manufacturer be held responsible for incremental or consequential damages.

Please contact point of purchase authorized distributor for warranty repair.

Sable Industries Inc.  
100 Campbell Ave. Suite 5  
Kitchener, Ontario, Canada  
N2H 4X8

File no: PPIS1005 Rev-E,  
SableSlowSpeedEtyp1  
Date: 04/30/2014  
PRINTED IN CANADA



## MANUEL D'ENTRETIEN DES ATTACHEMENTS DE TYPE E À

*Attachements De Type E A Basse Vitesse Sable*

Veuillez conserver ce manuel comme preuve d'achat.

### N° DE MODÈLE DESCRIPTION

1600201	1:1 NSK Type Contre -Angle	1600401 clin d'oeil sur la tête une prophylaxie (5K)
1600202	4:1 NSK Type Contre -Angle	1600402 tête de screw-in Prophyl (5K)
1600203	16:1 NSK Type Contre -Angle	1600403 Norme verrou de tête (5K)
1600204	1:1 MW Type ContreAngle	1600407 swing BB Cane tête (20K)
1600210	1:1 NSK Type Contre-Angle	1600405 Miniature 5 verrou de tête (5K)
1600301	1:1 Pointe conique droite	1600404 Poussoir de BB bouton tête (20K)
1600302	1:1 Pointe conique droite	1600411 Tête de verrou BP BB (20K)
	MW Shorty & Rhino	1600413 friction sable grip tête (5K)
1600303	4:1 Pointe conique droite	1600412 Tête de verrou StarType BB PB (20K)
1600304	1:1 Lab Nosecone	1600406 StarType 12 dent verrou Standard head (5K)
1600310	1:1 Pointe conique droite	1600408 StarType clin d'oeil-sur la tête (5K)
1600501	tête de la place sur les type de Midwest (5K)	1600409 star type vis-à tête (5K)
1600502	Midwest tapez tête vissées (5K)	1600410 star type tête de BB SL (20K)
1600503	tête de verrou Standard Midwest (5K)	1600504 tête de Midwest BB PL (5K)

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

1. Toujours faire preuve d'une extrême prudence en utilisant votre appareil à basse vitesse
2. Toujours inspecter votre appareil à base vitesse avant chaque utilisation.
3. S'assurer que les fraises appropriées sont utilisées pour le produit spécifique. Seulement utiliser des fraises de la norme DIN EN ISO 1797-1 qui sont faites d'acier trempé.
4. Ne pas utiliser des fraises qui sont pliées, usagées ou qui montrent des signes de dégradation.
5. Toujours utiliser de l'EPI (Équipement de Protection Individuelle) en utilisant et nettoyant votre appareil à basse vitesse de Sable. Voir votre Loi sur la santé et la sécurité au travail ou autres ordonnances de sécurité pour des instructions spécifiques.
6. Si le produit est échappé, il est recommandé que vous contactiez votre concessionnaire et que vous cessiez de l'utiliser.
7. Contacter votre concessionnaire immédiatement pour tous problèmes que vous rencontrez avec vos produits Sable.
8. Stériliser avant la première utilisation et avant chaque utilisation ultérieure il après
9. Ce produit doit être utilisé par un professionnel de dentiste seul ou formés à l'utilisation de ce produit
10. Veiller à ce que l'attachement de vitesse correcte est utilisé lors de la sélection de la pièce jointe et le moteur pour têtes



### CARACTÉRISTIQUES :

1. Le moteur à air répond aux exigences des normes ISO (Organisation internationale de normalisation).
2. Accepté par tous les moteurs à air du type E. (compatible ISO 3964)
3. Peut passer à l'autoclave.

### SPÉCIFICATIONS

1. Connexion au moteur à air : Conforme aux normes ISO
2. Méthode de stérilisation : Autoclave

### MODE D'EMPLOI

1. Glisser l'attachement sur l'arbre du moteur à air du type E ou MW, jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
2. Pour retirer l'attachement: tirer l'attachement, en poussant le bouton de dégagement situé à l'extérieur du moteur à air.
3. Le sens d'avancement est déterminé par le moteur à air.



### LUBRIFICATION

*N'UTILISER QUE DU LUBRIFIANT POUR PIÈCE À MAIN AUTOCLAVABLE*

1. Retirer l'attachement du moteur à air.
2. Retirer la tête de l'attachement.
3. Appliquer du lubrifiant aux deux extrémités de l'attachement et remettre ce dernier sur le moteur.
4. Faire fonctionner le moteur et l'attachement à la vitesse normale pendant 10 secondes.
5. Essuyer l'excès d'huile sur la surface de l'attachement.

Fig. 1



### PROCÉDURE DE STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE :

1. Essuyer les débris sur la surface de l'attachement avec un linge imbibé d'alcool.
2. Lubrifier l'attachement. (Se référer au mode d'emploi pour la lubrification.)
3. Passer en autoclave à 135° C pendant 20 minutes.



### ATTENTION :

Ce produit s'agit d'un instrument de précision. Ne pas échapper ou exercer une force excessive lors de la manipulation.

### INFORMATION SUR LA GARANTIE :

L'attachement à basse vitesse de Sable est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 3 mois\* après la date d'achat.

\*La garantie est conditionnelle à l'utilisation et l'entretien adéquats de l'attachement. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse à la discrétion du fabricant. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects.

Veuillez contacter le distributeur autorisé pour la réparation sous garantie.

Sable Industries Inc.  
100 avenue Campbell Suite 5  
Kitchener, Ontario, Canada  
N2H 4X8

N° de dossier : PPIS1005 RevE,  
SableSlowSpeedEtyp1  
Date : 04/30/2014  
IMPRIMÉ AU CANADA